

— ABLYBIO, Help Your Research



ARID1A Rabbit mAb

货号: **AYM29402**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC IF/ICC
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	270kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	C2C12,C6,Rat lung
细胞定位	nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human ARID1A.
------	---

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	8289
基因名	ARID1A
Swiss	O14497 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O14497/entry)
别名	ARID1A,ARID1A Rabbit mAb,B120,BRG1-associated factor 250,BRG1-associated factor 250a,Osa homolog 1,SWI-like protein,SWI/SNF complex protein p270,SWI/SNF-related,matrix-associated,actin-dependent regulator of chromatin subfamily F member 1,hELD,BAF250

产品验证



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human adenocarcinoma of colon, using ARID1A Anti body.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)