

# ARID1A Rabbit mAb

货号: **AYM29402**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC IF/ICC
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	270kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	C2C12,C6,Rat lung
细胞定位	nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human ARID1A.
序列	LLGFLEDSLAAATQFQQSQASLLHMQNPPFEPTSDMMRRAARALLALAKVDENHSEFTLYESRLDISVPLMNSLVSQVI CDVLFLLIGQS

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	8289
基因名	ARID1A

Swiss	O14497
别名	

#### 产品验证



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human adenocarcinoma of colon, using A RID1A Antibody.

#### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)