

— ABLYBIO, Help Your Research



# CaMKII Rabbit mAb

货号: **AYM29503**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>FC:</b> 1:20 - 1:50
理论分子量	
实测分子量	50-70 kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human CaMKII.
------	---

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	

基因名	
Swiss	Q9UQM7Q13554Q13555Q13557 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UQM7Q13554Q13555Q13557/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UQM7Q13554Q13555Q13557/entry</a> )
别名	CaMKII,CaMKII Rabbit mAb

## 产品验证



Western blot analysis of CaMKII expressed in CACO2, mouse brain, rat liver using CaMKII Rabbit mAb at 1:1 000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/>[www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn))