

# IL22 Rabbit mAb

货号: **AYM29517**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	20kDa
实测分子量	14kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HL-60
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human IL22.
序列	APISSHCRLDKSNFQQPYITNRTFMLAKEASLADNNTDVRLLIGEKLFHGVSMSERCYLMKQVLNFTLEEVLPQSDRFQPYMQEVVPFLARLSNRLSTCHIEGDDLHIQRNVQKLKDTVKKLGESGEIKAIGELDLLFMSLRNACI

## 靶点信息

研究背景	Cytokine that contributes to the inflammatory response in vivo.
基因ID	50616
基因名	IL22
Swiss	Q9GZX6

别名	IL22;IL-21;IL-22;IL-D110;IL-TIF;ILTIF;TIFIL-23;TIFa;zcyto18
----	---

## 产品验证



Western blot analysis of IL22 expressed in HL-60 using IL22 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)