

— ABLYBIO, Help Your Research



CD52 Rabbit mAb

货号: **AYM29543**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	
实测分子量	8kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane; Lipid-anchor, GPI-anchor
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Mouse CD52.
------	---

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	Cd52
Swiss	Q64389 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q64389/entry)
别名	CD52,CD52 Rabbit mAb,Lymphocyte differentiation antigen B7,Cdw52,Mb7

产品验证



Western blot analysis of CD52 expressed in mouse lung using CD52 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)