

# TPOR Rabbit mAb

货号: **AYM29563**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	82kDa
实测分子量	82kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,Raji,THP-1,Mouse liver,Mouse spleen,Mouse heart,Rat liver
细胞定位	cell surface,external side of plasma membrane,Golgi apparatus,nuclear membrane,plasma membrane
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human TPOR.
------	---------------------------------------------------------

## 靶点信息

研究背景	<p>In 1990 an oncogene, v-mpl, was identified from the murine myeloproliferative leukemia virus that was capable of immortalizing bone marrow hematopoietic cells from different lineages. In 1992 the human homologue, named, c-mpl, was cloned. Sequence data revealed that c-mpl encoded a protein that was homologous with members of the hematopoietic receptor superfamily. Presence of anti-sense oligodeoxynucleotides of c-mpl inhibited megakaryocyte colony formation. The ligand for c-mpl, thrombopoietin, was cloned in 1994. Thrombopoietin was shown to be the major regulator of megakaryocytopoiesis and platelet formation. The protein encoded by the c-mpl gene, CD110, is a 635 amino acid transmembrane domain, with two extracellular cytokine receptor domains and two intracellular cytokine receptor box motifs. TPO-R deficient mice were severely thrombocytopenic, emphasizing the important role of CD110 and thrombopoietin in megakaryocyte and platelet formation. Upon binding of thrombopoietin CD110 is dimerized and the JAK family of non-receptor tyrosine kinases, as well as the STAT family, the MAPK family, the adaptor protein Shc and the receptors themselves become tyrosine phosphorylated. [provided by RefSeq, Jul 2008]</p>
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

基因ID	4352
基因名	MPL
Swiss	P40238
别名	TPOR

## 产品验证



Western blot analysis of TPOR expressed in Mouse liver,Rat liver,A-549 using TPOR Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)