

— ABLYBIO, Help Your Research



# Kappa light chain Rabbit mAb

货号: **AYM29650**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	25kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Kappa light chain.
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	
Swiss	P01601P01834 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01601P01834/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01601P01834/entry</a> )
别名	Kappa light chain, Kappa light chain Rabbit mAb

## 产品验证



Western blot analysis of Kappa light chain expressed in human esophagus cancer using Kappa light chain Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)