

CaMKII Rabbit mAb

货号: **AYM29726**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	45,60 kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human CaMKII.
------	---


靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	Q9UQM7/Q13554/Q13555/Q13557
别名	CaMKII

产品验证



Western blot analysis of CaMKII expressed in human lung cancer, mouse kidney, rat muscle using CaMKII Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:500. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse colon, using CaMKII Antibody.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn