

— ABLYBIO, Help Your Research



# Cdc27/APC3 Rabbit mAb

货号: **AYM29740**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	91kDa
实测分子量	91kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	DU145,Mouse testis,Rat testis
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Cdc27/APC3.
------	---

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene shares strong similarity with <i>Saccharomyces cerevisiae</i> protein Cdc27, and the gene product of <i>Schizosaccharomyces pombe</i> nuc 2. This protein is a component of the anaphase-promoting complex (APC), which is composed of eight protein subunits and is highly conserved in eukaryotic cells. This complex catalyzes the formation of cyclin B-ubiquitin conjugate, which is responsible for the ubiquitin-mediated proteolysis of B-type cyclins. The protein encoded by this gene and three other members of the APC complex contain tetratricopeptide (TPR) repeats, which are important for protein-protein interactions. This protein was shown to interact with mitotic checkpoint proteins including Mad2, p53, CDCA5 and BUBR1, and it may thus be involved in controlling the timing of mitosis. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 2, 22 and Y. [provided by RefSeq, May 2014]
基因ID	996
基因名	CDC27
Swiss	P30260 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P30260/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P30260/entry</a> )
别名	Cdc27/APC3,Cdc27/APC3 Rabbit mAb,CDC27,Anaphase-promoting complex subunit 3,CDC27 homolog,H-NUC,ANAPC3,D0S1430E,D17S978E

## 产品验证



Western blot analysis of Cdc27/APC3 expressed in DU145, Mouse testis, Rat testis using Cdc27/APC3 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)