

Prostein Rabbit mAb

货号: **AYM29762**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	52kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	rat testis tissue, DU 145 cells, JAR cells, mouse testis
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Prostein.
序列	

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	Q96JT2

别名	
----	--

产品验证



Western blot analysis of Prostein expressed in rat testis tissue, DU 145 cells, JAR cells using Prostein Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time : 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn