

— ABLYBIO, Help Your Research



Prostein Rabbit mAb

货号: **AYM29762**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	52kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	rat testis tissue, DU 145 cells, JAR cells, mouse testis
细胞定位	Membrane ; Multi-pass membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Prostein.
------	---

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	SLC45A3
Swiss	Q96JT2
别名	Prostein,Prostein Rabbit mAb,SLC45A3,Prostate cancer-associated protein 6,PCANAP6,PRST

产品验证



Western blot analysis of Prostein expressed in rat testis tissue, DU 145 cells, JAR cells using Prostein Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)