

— ABLYBIO, Help Your Research



Phospho-c-Myc (S62) Rabbit mAb

货号: **AYM29926**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IP ICC/IF
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	48kDa/50kDa
实测分子量	57kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T
细胞定位	Nucleus,nucleolus,nucleoplasm
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Phospho-c-Myc (S62) .
------	---


靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a multifunctional, nuclear phosphoprotein that plays a role in cell cycle progression, apoptosis and cellular transformation. It functions as a transcription factor that regulates transcription of specific target genes. Mutations, overexpression, rearrangement and translocation of this gene have been associated with a variety of hematopoietic tumors, leukemias and lymphomas, including Burkitt lymphoma. There is evidence to show that alternative translation initiations from an upstream, in-frame non-AUG (CUG) and a downstream AUG start site result in the production of two isoforms with distinct N-termini. The synthesis of non-AUG initiated protein is suppressed in Burkitt's lymphomas, suggesting its importance in the normal function of this gene.
基因ID	4609
基因名	MYC
Swiss	P01106 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01106/entry)
别名	Phospho-c-Myc (S62),Phospho-c-Myc (S62) Rabbit mAb,MYC,Class E basic helix-loop-helix protein 39,Proto-oncogene c-Myc,Transcription factor p64,BHLHE39


产品验证



Western blot analysis of Phospho-c-Myc (S62) expressed in 293T using Phospho-c-Myc (S62) Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung carcinoma, using Phospho-c-Myc (S62) Antibody .



The samples were fixed with PFA and permeabilized in 0.1% Triton X-100, then blocked in 10% serum for 45 minutes at 25°C. Samples were then incubated with primary Ab Phospho-c-Myc (S62) and Rabbit actin for 1 hour at 37°C. An AlexaFluor594 conjugated goat anti-rabbit IgG(H+L) Ab(Red) and an AlexaFluor488 conjugated goat anti-mouse IgG(H+L) Ab(Green) were used as secondary antibodies. The nuclear counter stain is DAPI

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)

