

— ABLYBIO, Help Your Research



# IKK gamma Rabbit mAb

货号: **AYM29940**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC IP FC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IP:</b> 1:20 - 1:50 <b>FC:</b> 1:20 - 1:50
理论分子量	36kDa/48kDa/55kDa
实测分子量	48kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,Mouse liver
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human IKK gamma.
------	--


## 靶点信息

研究背景	This gene encodes the regulatory subunit of the inhibitor of kappaB kinase (IKK) complex, which activates NF-kappaB resulting in activation of genes involved in inflammation, immunity, cell survival, and other pathways. Mutations in this gene result in incontinentia pigmenti, hypohidrotic ectodermal dysplasia, and several other types of immunodeficiencies. A pseudogene highly similar to this locus is located in an adjacent region of the X chromosome.
基因ID	8517
基因名	IKBKG
Swiss	Q9Y6K9 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y6K9/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y6K9/entry</a> )
别名	IKK gamma,IKK gamma Rabbit mAb,IKBKG,FIP-3,IkB kinase-associated protein 1,Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit gamma,NF-kappa-B essential modifier,FIP3,NEMO

## 产品验证



Western blot analysis of IKK gamma expressed in A-549, Mouse liver using IKK gamma Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse colon, using IKK gamma Antibody.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)