

— ABLYBIO, Help Your Research



Cyclin E1 Rabbit mAb

货号: **AYM29974**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC IP FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	47kDa
实测分子量	49kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Cyclin E1.
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the highly conserved cyclin family, whose members are characterized by a dramatic periodicity in protein abundance through the cell cycle. Cyclins function as regulators of CDK kinases. Different cyclins exhibit distinct expression and degradation patterns which contribute to the temporal coordination of each mitotic event. This cyclin forms a complex with and functions as a regulatory subunit of CDK2, whose activity is required for cell cycle G1/S transition. This protein accumulates at the G1-S phase boundary and is degraded as cells progress through S phase. Overexpression of this gene has been observed in many tumors, which results in chromosome instability, and thus may contribute to tumorigenesis. This protein was found to associate with, and be involved in, the phosphorylation of NPAT protein (nuclear protein mapped to the ATM locus), which participates in cell-cycle regulated histone gene expression and plays a critical role in promoting cell-cycle progression in the absence of pRB.
基因ID	898
基因名	CCNE1
Swiss	P24864
别名	Cyclin E1

产品验证



Western blot analysis of Cyclin E1 expressed in Mouse brain, Rat brain using Cyclin E1 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)