

— ABLYBIO, Help Your Research



# beta Defensin 1 Rabbit mAb

货号: **AYM29992**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	7kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted . Membrane
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human beta Defensin 1.
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	DEFB1
Swiss	P60022 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P60022/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P60022/entry</a> )
别名	beta Defensin 1,beta Defensin 1 Rabbit mAb,DEFB1,Defensin,beta 1,BD1,HBD1

## 产品验证



Western blot analysis of beta Defensin 1 expressed in HUVEC using beta Defensin 1 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)