

RAD52 Rabbit mAb

货号: **AYM30009**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	48kDa
实测分子量	48kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,293T,PC-3
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human RAD52.
序列	QELIKTLEDNSEKWAVTPDAGDGVVVKPSSRADPAQTSDTLALNNQMVTQNRTPHSVCHQKPQAKSGSWDLQTYSDQ RTTGNWESHRSQDMKKRKYDPS

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene shares similarity with <i>Saccharomyces cerevisiae</i> Rad52, a protein important for DNA double-strand break repair and homologous recombination. This gene product was shown to bind single-stranded DNA ends, and mediate the DNA-DNA interaction necessary for the annealing of complementary DNA strands. It was also found to interact with DNA recombination protein RAD51, which suggested its role in RAD51 related DNA recombination and repair. A pseudogene of this gene is present on chromosome 2. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Additional alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but their full-length nature is not known. [provided by RefSeq, Jul 2014]
------	--

基因ID	5893
基因名	RAD52
Swiss	P43351
别名	RAD52; DNA repair protein RAD52 homolog

产品验证



Western blot analysis of RAD52 expressed in HeLa,293T,PC-3 using RAD52 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn