

— ABLYBIO, Help Your Research



RGS18 Rabbit mAb

货号: **AYM30053**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	28kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	human peripheral blood platelets
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human RGS18.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	RGS18
Swiss	Q9NS28
别名	RGS18

产品验证



Western blot analysis of RGS18 expressed in human peripheral blood platelets using RGS18 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)