

Histone H2A (acetyl K9) Rabbit mAb

货号: AYM30085

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	14kDa
实测分子量	14kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,HepG2,Jurkat,Mouse spleen,Mouse thymus,Rat liver
细胞定位	Chromosome,Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Histone H2A (acetyl K9).
序列	MSGRGKQGGKARAKAKTRSSRAGLQFPVGRVHLLLRKGNYSERVGAGAPVYLAHVLEYLELAEILELAGNAARDNKKTRIIP RHLQLAIRNDEELNKLLGR


靶点信息

研究背景	Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The chromatin fiber is further compacted through the interaction of a linker histone, H1, with the DNA between the nucleosomes to form higher order chromatin structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H2A family. Transcripts from this gene lack polyA tails; instead, they contain a palindromic termination element. This gene is found in the large histone gene cluster on chromosome 6p22-p21.3. [provided by RefSeq, Aug 2015]
基因ID	3012
基因名	
Swiss	P04908
别名	H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AFA

产品验证



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain, using Histone H2A (acetyl K9) Antibody.



Western blot analysis of Histone H2A (acetyl K9) expressed in Mouse spleen, Rat liver, HeLa using Histone H2A (acetyl K9) Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit Ig G (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBS T. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn