

Firefly Luciferase Rabbit mAb - N-terminal

货号: **AYM30138**

产品信息

反应	Firefly
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	61kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Firefly Firefly Luciferase - N-terminal.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	P08659
别名	Firefly Luciferase

产品验证



Western blot analysis of Firefly Luciferase - N-terminal expressed in firefly using Firefly Luciferase R abbit mAb - N-terminal at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. L ysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanc ed Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn