

# PRKAR1A Rabbit mAb

货号: **AYM30153**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC</a> <a href="#">IF/ICC</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	38kDa/42kDa
实测分子量	48kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HeLa,PC-3,U-251MG
细胞定位	Cell membrane
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human PRKAR1A.
序列	AAVLQRSENEEFVEVGR LGPSDYFGEIALLMNR PRAATV VARGPLKCVKLD RPRFERVLGPCSDILKRNIQQYNSFVSLSV

## 靶点信息

研究背景	cAMP is a signaling molecule important for a variety of cellular functions. cAMP exerts its effects by activating the cAMP-dependent protein kinase, which transduces the signal through phosphorylation of different target proteins. The inactive kinase holoenzyme is a tetramer composed of two regulatory and two catalytic subunits. cAMP causes the dissociation of the inactive holoenzyme into a dimer of regulatory subunits bound to four cAMP and two free monomeric catalytic subunits. Four different regulatory subunits and three catalytic subunits have been identified in humans. This gene encodes one of the regulatory subunits. This protein was found to be a tissue-specific extinguisher that down-regulates the expression of seven liver genes in hepatoma x fibroblast hybrids. Mutations in this gene cause Carney complex (CNC). This gene can fuse to the RET protooncogene by gene rearrangement and form the thyroid tumor-specific chimeric oncogene known as PTC2. A nonconventional nuclear localization sequence (NLS) has been found for this protein which suggests a role in DNA replication via the protein serving as a nuclear transport protein for the second subunit of the Replication Factor C (RFC40). Several alternatively spliced transcript variants encoding two different isoforms have been observed.
基因ID	5573
基因名	PRKAR1A
Swiss	P10644
别名	PRKAR1A;ACRDYS1;ADOHR;CAR;CNC;CNC1;PKR1;PPNAD1;PRKAR1;TSE1

## 产品验证



Western blot analysis of PRKAR1A expressed in 293T, HeLa, PC-3 using PRKAR1A Rabbit mAb at 1:100. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)