

Cytochrome P450 3A4 Rabbit mAb

货号: AYM30203

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	57kDa
实测分子量	57kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver,Rat liver
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane, Microsome membrane, Single-pass membrane protein
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Cytochrome P450 3A4.
序列	EVTNFLRKSVKRMKESRLEDTQKHRVDLQLMIDSQNSKETESHKALSDLELVAQSIIFAGYETTSSVLSFIMYELATHPD VQKQLQEEIDAVLPNKAPPTYDTVLQMEYLDMVVNETLRLFPAMRLERVCKKDVEINGMFIPKGVVVMIPSYALHRDPKYW TEPEKFLPERFSKKNKDNIDPYIYTPFGSGPRNCIGMRFALMNMKALIRVLQNFSPKPKETQIPLKLSLGGLLQPEKPVVLK VESRDGTVSGA

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases that catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This protein localizes to the endoplasmic reticulum and its expression is induced by glucocorticoids and some pharmacological agents. This enzyme is involved in the metabolism of approximately half the drugs in use today, including acetaminophen, codeine, cyclosporin A, diazepam and erythromycin. The enzyme also metabolizes some steroids and carcinogens. This gene is part of a cluster of cytochrome P450 genes on chromosome 7q21.1. Previously another CYP3A gene, CYP3A3, was thought to exist; however, it is now thought that this sequence represents a transcript variant of CYP3A4. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
基因ID	1576
基因名	CYP3A4
Swiss	P08684
别名	CYP3A4;CP33;CP34;CYP3A;CYP3A3;CYPIIIA3;CYPIIIA4;HLP;NF-25;P450C3;P450PCN1

产品验证



Western blot analysis of Cytochrome P450 3A4 expressed in Mouse liver, Rat liver using Cytochrome P450 3A4 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn