

— ABLYBIO, Help Your Research



PMP22 Rabbit mAb

货号: **AYM30292**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	22kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human PMP22.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	5376

基因名	PMP22
Swiss	Q01453
别名	PMP22,PMP22 Rabbit mAb,Growth arrest-specific protein 3,GAS3

产品验证



Western blot analysis of PMP22 expressed in human kidney cancer, rat testis using PMP22 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)