

— ABLYBIO, Help Your Research



Peroxiredoxin 2 Rabbit mAb

货号: **AYM30319**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	22kDa
实测分子量	22kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,K-562,SH-SY5Y,Mouse brain,Mouse heart,Rat brain,Rat spleen,Rat heart
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Peroxiredoxin 2.
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the peroxiredoxin family of antioxidant enzymes, which reduce hydrogen peroxide and alkyl hydroperoxides. The encoded protein plays an antioxidant protective role in cells, and it may contribute to the antiviral activity of CD8(+) T-cells. The crystal structure of this protein has been resolved to 2.7 angstroms. This protein prevents hemolytic anemia from oxidative stress by stabilizing hemoglobin, thus making this gene a therapeutic target for patients with hemolytic anemia. This protein may have a proliferative effect and play a role in cancer development or progression. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 5, 6, 10 and 13. [provided by RefSeq, Mar 2013]
基因ID	7001
基因名	PRDX2
Swiss	P32119
别名	Peroxiredoxin 2

产品验证



Western blot analysis of Peroxiredoxin 2 expressed in Mouse brain, Rat brain, HeLa using Peroxiredoxin 2 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30 ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 12 0s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)