

Phospho-Cyclin E1 (T77) Rabbit mAb

货号: AYM30328

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	47kDa
实测分子量	48kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Phospho-Cyclin E1 (T77).
序列	AASALYHFSSSELMQKVSGYQWCDIENCVKWMVFPFAMVIRETGSSKCLKHFRGVADEDAHNIQTHRDSLDDLLDKARAKKAMLSEQNRASPLPSGLLTPPQSG

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the highly conserved cyclin family, whose members are characterized by a dramatic periodicity in protein abundance through the cell cycle. Cyclins function as regulators of CDK kinases. Different cyclins exhibit distinct expression and degradation patterns which contribute to the temporal coordination of each mitotic event. This cyclin forms a complex with and functions as a regulatory subunit of CDK2, whose activity is required for cell cycle G1/S transition. This protein accumulates at the G1-S phase boundary and is degraded as cells progress through S phase. Overexpression of this gene has been observed in many tumors, which results in chromosome instability, and thus may contribute to tumorigenesis. This protein was found to associate with, and be involved in, the phosphorylation of NPAT protein (nuclear protein mapped to the ATM locus), which participates in cell-cycle regulated histone gene expression and plays a critical role in promoting cell-cycle progression in the absence of pRB.
基因ID	898
基因名	CCNE1
Swiss	P24864
别名	CCNE1;CCNE;pCCNE1;cyclin E1

产品验证



Western blot analysis of Phospho-Cyclin E1 (T77) expressed in Mouse brain, Rat brain using Phospho-Cyclin E1 (T77) Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn