

— ABLYBIO, Help Your Research



USP28 Rabbit mAb

货号: **AYM30334**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	135kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa cells, mouse heart tissue
细胞定位	Nucleus, nucleoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human USP28.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	57646

基因名	USP28
Swiss	Q96RU2
别名	USP28, USP28 Rabbit mAb, Deubiquitinating enzyme 28, Ubiquitin thioesterase 28, Ubiquitin-specific-processing protease 28, KIAA1515

产品验证



Western blot analysis of USP28 expressed in HeLa cells, mouse heart tissue using USP28 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)