

ICAM2 / CD102 Rabbit mAb

货号: **AYM30501**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	
实测分子量	60kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to mouse ICAM2 / CD102.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	P35330(mouse,抗原)
别名	ICAM2 / CD102

产品验证



Western blot analysis of ICAM2 / CD102 expressed in mouse kidney using ICAM2 / CD102 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn