

JNK3 Rabbit mAb

货号: **AYM30668**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	48kDa/52kDa
实测分子量	53kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	mouse testis, rat testis
细胞定位	Cytoplasm, Lipid-anchor, Membrane, Mitochondrion, Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human JNK3.
序列	NRPKYAGLTFPKLFPDSLFPADSEHNKLKASQARDLLSKMLVIDPAKRISVDDALQHPYINVWYDPAEVEAPPQIYDKQLD EREHTIEEWKELIYKEVMN

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a member of the MAP kinase family. MAP kinases act as integration points for multiple biochemical signals and are involved in a wide variety of cellular processes, such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. This kinase is specifically expressed in a subset of neurons in the nervous system and is activated by threonine and tyrosine phosphorylation. Targeted deletion of this gene in mice suggests that it may have a role in stress-induced neuronal apoptosis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. A recent study provided evidence for translational readthrough in this gene and expression of an additional C-terminally extended isoform via the use of an alternative in-frame translation termination codon.
基因ID	5602
基因名	MAPK10
Swiss	P53779
别名	JNK3;JNK3A;PRKM10;SAPK1b;p493F12;p54bSAPK;MAPK10

产品验证



Western blot analysis of JNK3 expressed in mouse testis, rat testis using JNK3 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn