

— ABLYBIO, Help Your Research



SOCS7 Rabbit mAb

货号: **AYM30671**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	63kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human SOCS7.
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	SOCS7
Swiss	O14512
别名	SOCS7,SOCS7 Rabbit mAb,Nck,Ash and phospholipase C gamma-binding protein,Nck-associated protein 4,NAP4,SOCS6

产品验证



Western blot analysis of SOCS7 expressed in human liver cancer using SOCS7 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)