

— ABLYBIO, Help Your Research



Ubiquitin D Rabbit mAb

货号: **AYM30715**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	18kDa
实测分子量	23kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Ubiquitin D.
------	--

靶点信息

研究背景	Ubiquitin-like protein modifier which can be covalently attached to target protein and subsequently leads to their degradation by the 26S proteasome, in a NUB1-dependent manner. Probably functions as a survival factor. Conjugation ability activated by UBA6. Promotes the expression of the proteasome subunit beta type-9 (PSMB9/LMP2. Regulates TNF-alpha-induced and LPS-mediated activation of the central mediator of innate immunity NF-kappa-B by promoting TNF-alpha-mediated proteasomal degradation of ubiquitinated I-kappa-B-alpha. Required for TNF-alpha-induced p65 nuclear translocation in renal tubular epithelial cells (RTECs. May be involved in dendritic cell (DC maturation, the process by which immature dendritic cells differentiate into fully competent antigen-presenting cells that initiate T-cell responses. Mediates mitotic non-disjunction and chromosome instability, in long-term in vitro culture and cancers, by abbreviating mitotic phase and impairing the kinetochore localization of MAD2L1 during the prometaphase stage of the cell cycle. May be involved in the formation of aggresomes when proteasome is saturated or impaired. Mediates apoptosis in a caspase-dependent manner, especially in renal epithelium and tubular cells during renal diseases such as polycystic kidney disease and Human immunodeficiency virus (HIV-associated nephropathy (HIVAN.
基因ID	10537
基因名	UBD
Swiss	O15205
别名	Ubiquitin D, Ubiquitin D Rabbit mAb, UBD, Diubiquitin, Ubiquitin-like protein FAT10, FAT10

产品验证



Western blot analysis of Ubiquitin D expressed in Mouse liver using Ubiquitin D Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)