

# ACVR1 Rabbit mAb

货号: **AYM30729**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IP:</b> 1:20 - 1:50
理论分子量	57kDa
实测分子量	57kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,A-549,MCF7,Mouse brain,Rat testis,Rat brain
细胞定位	Membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human ACVR1.
序列	VLWEVARRMVSNGIVEDYKPPFYDVVPNDPSFEDMRKVVCVDQQRPNIPNRWFS DPTLTSLAKLMKECWYQNPSARLTA LRIKKTTLTKIDNSLDKLTDC

## 靶点信息

研究背景	Activins are dimeric growth and differentiation factors which belong to the transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily of structurally related signaling proteins. Activins signal through a heteromeric complex of receptor serine kinases which include at least two type I (I and IB) and two type II (II and IIB) receptors. These receptors are all transmembrane proteins, composed of a ligand-binding extracellular domain with cysteine-rich region, a transmembrane domain, and a cytoplasmic domain with predicted serine/threonine specificity. Type I receptors are essential for signaling; and type II receptors are required for binding ligands and for expression of type I receptors. Type I and II receptors form a stable complex after ligand binding, resulting in phosphorylation of type I receptors by type II receptors. This gene encodes activin A type I receptor which signals a particular transcriptional response in concert with activin type II receptors. Mutations in this gene are associated with fibrodysplasia ossificans progressive.
基因ID	90
基因名	ACVR1
Swiss	Q04771
别名	ACVR1; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ALK2; FOP; SKR1; TSRI; activin receptor type-1

## 产品验证



Western blot analysis of ACVR1 expressed in Mouse brain, Rat testis, 293T using ACVR1 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)