

— ABLYBIO, Help Your Research



# CD209 Rabbit mAb

货号: **AYM30743**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	4kDa/18kDa/30-45kDa
实测分子量	50kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1
细胞定位	Cell membrane,Secreted,Single-pass type II membrane protein
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human CD209.
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a transmembrane receptor and is often referred to as DC-SIGN because of its expression on the surface of dendritic cells and macrophages. The encoded protein is involved in the innate immune system and recognizes numerous evolutionarily divergent pathogens ranging from parasites to viruses with a large impact on public health. The protein is organized into three distinct domains: an N-terminal transmembrane domain, a tandem-repeat neck domain and C-type lectin carbohydrate recognition domain. The extracellular region consisting of the C-type lectin and neck domains has a dual function as a pathogen recognition receptor and a cell adhesion receptor by binding carbohydrate ligands on the surface of microbes and endogenous cells. The neck region is important for homo-oligomerization which allows the receptor to bind multivalent ligands with high avidity. Variations in the number of 23 amino acid repeats in the neck domain of this protein are rare but have a significant impact on ligand binding ability. This gene is closely related in terms of both sequence and function to a neighboring gene (GeneID 10332; often referred to as L-SIGN). DC-SIGN and L-SIGN differ in their ligand-binding properties and distribution. Alternative splicing results in multiple variants.
基因ID	30835
基因名	CD209
Swiss	Q9NNX6
别名	CD209,CD209 Rabbit mAb,C-type lectin domain family 4 member L,Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 1,CLEC4L

## 产品验证



Western blot analysis of CD209 expressed in THP-1 using CD209 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)