

— ABLYBIO, Help Your Research



# TIMM50 Rabbit mAb

货号: **AYM30744**

## 产品信息

|       |   |
|-------|---|
| 反应    | Human,Mouse   |
| 宿主    | Rabbit  |
| 克隆性   | Monoclonal  |
| 预测反应  |   |
| 应用    | WB IHC  |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000<br><b>IHC:</b> 1:50 - 1:200   |
| 理论分子量 | 27kDa/39kDa/50kDa   |
| 实测分子量 | 36kDa   |
| 形式    | Liquid  |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated  |
| 阳性对照  | B cells,Mouse heart,Mouse kidney  |
| 细胞定位  | Mitochondrion inner membrane,Nucleus speckle,Single-pass membrane protein                     |
| 纯化    | Affinity purification   |

## 抗原信息


|      |   |
|------|---|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein corresponding to Human TIMM50. |
|------|---|

## 靶点信息

|      |  |
|------|--|
| 研究背景 |  |
|------|--|

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 基因ID  | 92609                          |
| 基因名   | TIMM50                         |
| Swiss | Q3ZCQ8                         |
| 别名    | TIMM50,TIMM50 Rabbit mAb,TIM50 |

## 产品验证



Western blot analysis of TIMM50 expressed in B cells, Mouse heart, Mouse kidney using TIMM50 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)