

# TIMM50 Rabbit mAb

货号: **AYM30744**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	27kDa/39kDa/50kDa
实测分子量	36kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	B cells,Mouse heart,Mouse kidney
细胞定位	Mitochondrion inner membrane,Nucleus speckle,Single-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human TIMM50.
序列	GNNPVDENGAKIPDEFDNDPILVQQLRRTYKYFKDYRQMIIEPTSPCLLPDPLQEPYYPYPTLVLELTGVLLHPEWSLATG WRFKKRPGIETLFQQLAPLYEIVFTSETGMTAFPLIDSVDPHGFSYRLFRDATRYMDGHHVKDISCLNRDPARVVVDCK KEAFRLQPYNGVALRPWDGNSDDRVLLDLSAFLKTIALNGVEDVRTVLEHYALEDDPLAAFKQRQSRLEQEEQRLAELS KSNKQNLFLGSLTSRLWPRSKQP

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	92609
基因名	TIMM50

Swiss	Q3ZCQ8
别名	TIMM50;TIM50;TIM50L

## 产品验证



Western blot analysis of TIMM50 expressed in B cells, Mouse heart, Mouse kidney using TIMM50 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 12 0s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)