

— ABLYBIO, Help Your Research



Ube1L / UBA7 Rabbit mAb

货号: **AYM30857**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	
实测分子量	112kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm . Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Ube1L / UBA7.
------	---

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	UBA7
Swiss	P41226
别名	Ube1L / UBA7,Ube1L / UBA7 Rabbit mAb,UBA7,D8,Ubiquitin-activating enzyme E1 homolog,UBE1L,UBE2

产品验证



Western blot analysis of Ube1L / UBA7 expressed in human liver cancer, mouse liver, rat muscle using Ube 1L / UBA7 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/ proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)