

# Rab25 Rabbit mAb

货号: **AYM30870**

## 产品信息

|       |   |
|-------|---|
| 反应    | Human   |
| 宿主    | Rabbit  |
| 克隆性   | Monoclonal  |
| 预测反应  |   |
| 应用    | WB  |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000   |
| 理论分子量 |   |
| 实测分子量 | 23kDa   |
| 形式    | Liquid  |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated  |
| 阳性对照  | HT-29 cells, Caco-2 cells, T-47D cells  |
| 细胞定位  | Cell membrane ; Lipid-anchor  |
| 纯化    | Affinity purification   |


## 抗原信息

|      |  |
|------|--|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein corresponding to Human Rab25. |
|------|--|

## 靶点信息

|       |        |
|-------|--------|
| 研究背景  |        |
| 基因ID  | 3134   |
| 基因名   | RAB25  |
| Swiss | P57735 |
| 别名    | Rab25  |

## 产品验证



Western blot analysis of Rab25 expressed in HT-29 cells, Caco-2 cells, T-47D cells using Rab25 Rabbit m Ab at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)