

NFYA Rabbit mAb

货号: **AYM30900**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC IP FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	
实测分子量	37kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HEK-293 cells, HeLa cells, HT-1080 cells, Jurkat cells, K-562 cells
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human NFYA.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134
基因名	NFYA
Swiss	P23511

别名	NFYA
----	------

产品验证



Western blot analysis of NFYA expressed in HEK-293 cells, HeLa cells, HT-1080 cells using NFYA Rabbit m Ab at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn