

Maltose Binding Protein Rabbit mAb

货号: **AYM30907**

产品信息

反应	Escherichia,coli
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	43kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Recombinant protein
细胞定位	Periplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Escherichia Maltose Binding Protein.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	malE
Swiss	POAEX9
别名	Maltose Binding Protein

产品验证



Western blot analysis of Maltose Binding Protein expressed in Recombinant protein using Maltose Binding Protein Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)