

# Histone H2B Rabbit mAb

货号: **AYM30943**

## 产品信息

反应	yeast
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	14kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Recombinant protein
细胞定位	
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to yeast Histone H2B.
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	P02293(yeast)
别名	Histone H2B

## 产品验证



Western blot analysis of Histone H2B expressed in Recombinant protein using Histone H2B Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)