

— ABLYBIO, Help Your Research



# WDR1 Rabbit mAb

货号: **AYM30950**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	60,75kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A549 cells, rat testis tissue, U-87 cells, HEK-293 cells
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human WDR1.
------	---

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	9948
基因名	WDR1
Swiss	O75083
别名	WDR1,WDR1 Rabbit mAb,Actin-interacting protein 1,NORI-1

## 产品验证



Western blot analysis of WDR1 expressed in A549 cells, rat testis tissue, U-87 cells using WDR1 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)