

# Cdk8 Rabbit mAb

货号: **AYM30976**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IP:</b> 1:20 - 1:50
理论分子量	53kDa
实测分子量	53kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Cdk8.
序列	DDKGDKKNQQQQGNNHTNGTGHPGNQDSSHTQGPPKKVVRVVPPTTSSGGLIMTSDYQRSNPHAAYPNPGPSTSQP QSSMGYSATSQPPQYSHQTHRY

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the cyclin-dependent protein kinase (CDK) family. CDK family members are known to be important regulators of cell cycle progression. This kinase and its regulatory subunit, cyclin C, are components of the Mediator transcriptional regulatory complex, involved in both transcriptional activation and repression by phosphorylation of the carboxy-terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase II. This kinase regulates transcription by targeting the cyclin-dependent kinase 7 subunits of the general transcription initiation factor IIH, thus providing a link between the Mediator complex and the basal transcription machinery. Multiple pseudogenes of this gene have been identified. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	1024
基因名	CDK8
Swiss	P49336
别名	CDK8;K35

## 产品验证



Western blot analysis of Cdk8 expressed in Jurkat using Cdk8 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)