

# CD35 Rabbit mAb

货号: **AYM31114**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	223kDa
实测分子量	280kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-937
细胞定位	Membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human CD35.
序列	FCPSPPVIPNGRHTGKPLEVFPFGKTVNYTCDPHPDRGTSFDLIGESTIRCTSDPQNGVWSSPAPRCGILGHCQAPDHFL FAKLKTQTNASDFPIGTSKYECPPEYGRPFSSITCLDNLVWSSPKDVCK

## 靶点信息

研究背景	This gene is a member of the receptors of complement activation (RCA) family and is located in the 'cluster RCA' region of chromosome 1. The gene encodes a monomeric single-pass type I membrane glycoprotein found on erythrocytes, leukocytes, glomerular podocytes, and splenic follicular dendritic cells. The Knops blood group system is a system of antigens located on this protein. The protein mediates cellular binding to particles and immune complexes that have activated complement. Decreases in expression of this protein and/or mutations in its gene have been associated with gallbladder carcinomas, mesangiocapillary glomerulonephritis, systemic lupus erythematosus and sarcoidosis. Mutations in this gene have also been associated with a reduction in Plasmodium falciparum rosetting, conferring protection against severe malaria. Alternate allele-specific splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. Additional allele specific isoforms, including a secreted form, have been described but have not been fully characterized.
基因ID	1378
基因名	CR1
Swiss	P17927
别名	CR1;C3BR;C4BR;CD35;KN

## 产品验证



Western blot analysis of CD35 expressed in U-937 using CD35 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody : HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)