

# Carboxypeptidase A1+A2+B Rabbit mAb

货号: **AYM31116**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	44kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Carboxypeptidase A1+A2+B.
------	---

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	P15085/P15086/P48052
别名	Carboxypeptidase A1+A2+B

## 产品验证



Western blot analysis of Carboxypeptidase A1+A2+B expressed in CACO2, mouse brain, rat testis using Carboxypeptidase A1+A2+B Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)