

Androgen Receptor Rabbit mAb

货号: **AYM31230**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	80kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Androgen Receptor.
------	--


靶点信息

研究背景	
基因ID	3134
基因名	AR
Swiss	C0JKD3
别名	Androgen Receptor

产品验证



Western blot analysis of Androgen Receptor expressed in human liver cancer using Androgen Receptor Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate carcinoma, using Androgen Receptor (AR-V7 specific) Antibody.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn