

— ABLYBIO, Help Your Research



Androgen Receptor Rabbit mAb

货号: **AYM31230**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	80kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Androgen Receptor.
------	--

靶点信息


研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	AR
Swiss	P10275 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P10275/entry)
别名	Androgen Receptor,ANDR_HUMAN,Androgen nuclear receptor variant 2,Androgen receptor (dihydrotestosterone receptor,testicular feminization,spinal and bulbar muscular atrophy,Kennedy disease),androgen receptor splice variant 4b,AR,AR8,DHTR,Dihydro testosterone receptor,Dihydrotestosterone receptor (DHT R),Dihydrotestosterone receptor,HUMARA,HYSP1,KD,Kennedy disease (KD),NR3C4,Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4 (NR3C4),Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4,SBMA,SMAX1,Spinal and bulbar muscular atrophy (SBMA),Testicular Feminization (TFM),TFM,Androgen Receptor Rabbit mAb

产品验证



Western blot analysis of Androgen Receptor expressed in human liver cancer using Androgen Receptor Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30 ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 12 0s.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate carcinoma, using Androgen Receptor (AR-V7 specific) Antibody.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)