

CD275 Rabbit mAb

货号: **AYM31307**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	20kDa/33kDa/34kDa
实测分子量	55-70kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-937,Rat kidney
细胞定位	Membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human CD275.
序列	DTQEKEVRAMVGSDELSCACPEGSRFDLNDVYVYWQTSESKTVVYHQPQNSLENVDSRYRNRALMSPAGMLRGDF SLRFLNVTPQDEQKFHCLVLSQSLGFQEVLSVEVTLHVAANFVSPVVSAPHSPSQDELFTTCTSINGYPRPNVYWINKTDN SLLDQALQNDTVFLNMRGLYDVVSVLRIARTPSVNIGCCIEVLLQQNLTVGSQTGNDIGERDKITENPVSTGEKNAAT

靶点信息

研究背景	Inducible co-stimulator ligand (ICOSL), also known as B7-H2, is a member of the B7 family of co-stimulatory molecules related to B7-1 and B7-2. It is a transmembrane glycoprotein with extracellular IgV and IgC domains, and binds to ICOS on activated T cells, thus delivers a positive costimulatory signal for optimal T cell function. The structural features of ICOSL are crucial for its costimulatory function. Present study shows that ICOSL displays a marked oligomerization potential, resembling more like B7-1 than B7-2. B7-H2-dependent signaling may play an active role in a proliferative response rather than in cytokine and chemokine production. The CD28/B7 and ICOS/B7-H2 pathways are both critical for costimulating T cell immune responses. Deficiency in either pathway results in defective T cell activation, cytokine production and germinal center formation.
基因ID	23308
基因名	
Swiss	O75144
别名	ICOSLG;B7-H2;B7H2;B7RP-1;B7RP1;CD275;GL50;ICOS-L;ICOSL;LICOS

产品验证



Western blot analysis of CD275 expressed in U-937, Rat kidney using CD275 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn