

— ABLYBIO, Help Your Research



# OPRK1 Rabbit pAb

货号: **AYP10728**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	<b>WB:</b> Homo sapiens
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:1000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	33kDa/42kDa
实测分子量	43KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431,NIH/3T3,U-251MG,Rat brain
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300 to the C-terminus of human OPR K1 (NP_000903.2).
------	---

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes an opioid receptor, which is a member of the 7 transmembrane-spanning G protein-coupled receptor family. It functions as a receptor for endogenous ligands, as well as a receptor for various synthetic opioids. Ligand binding results in inhibition of adenylate cyclase activity and neurotransmitter release. This opioid receptor plays a role in the perception of pain and mediating the hypolocomotor, analgesic and aversive actions of synthetic opioids. Variations in this gene have also been associated with alcohol dependence and opiate addiction. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. A recent study provided evidence for translational readthrough in this gene and expression of an additional C-terminally extended isoform via the use of an alternative in-frame translation termination codon.
基因ID	4986
基因名	OPRK1
Swiss	P41145 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P41145/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P41145/entry</a> )
别名	OPRK1,K-OR-1,KOR,KOR-1,OPRK,OPRK1 Rabbit pAb

## 产品验证



Western blot analysis of OPRK1 expressed in Rat brain, A-431, NIH/3T3 using OPRK1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/>[www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn))