

LMO4 Rabbit pAb

货号: **AYP10774**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IF/ICC
推荐浓度	IF/ICC: 1:50 - 1:100 WB: 1:500- 1:1000
理论分子量	17kDa
实测分子量	17kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-165 of human LMO4 (NP_006760.1).
序列	MVNPGSSSQPPPVTAGSLSWKRCAGCGGKIADRFLLYAMDSYWHSRCLKCSCCQAQLGDIGTSCYTKSGMILCRNDYIR LFGNSGACSACGQSIPASELVMRAQGNVYHLKCFTCSTCRNRLVPGDRFHYYINGSLFCEHDRPTALINGHLNSLQSNPLLP DQKVC

靶点信息

研究背景	This gene encodes a cysteine-rich protein that contains two LIM domains but lacks a DNA-binding homeo domain. The encoded protein may play a role as a transcriptional regulator or as an oncogene.
基因ID	8543

基因名	LMO4
Swiss	P61968
别名	LMO4

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn