

— ABLYBIO, Help Your Research



RAMP1 Rabbit pAb

货号: **AYP10778**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:100 - 1:500 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	16kDa
实测分子量	17KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain
细胞定位	Membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-148 of human RAMP1 (NP_005846.1).
------	---

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a member of the RAMP family of single-transmembrane-domain proteins, called receptor (calcitonin) activity modifying proteins (RAMPs). RAMPs are type I transmembrane proteins with an extracellular N terminus and a cytoplasmic C terminus. RAMPs are required to transport calcitonin-receptor-like receptor (CRLR) to the plasma membrane. CRLR, a receptor with seven transmembrane domains, can function as either a calcitonin-gene-related peptide (CGRP) receptor or an adrenomedullin receptor, depending on which members of the RAMP family are expressed. In the presence of this (RAMP1) protein, CRLR functions as a CGRP receptor. The RAMP1 protein is involved in the terminal glycosylation, maturation, and presentation of the CGRP receptor to the cell surface. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
基因ID	10267
基因名	RAMP1
Swiss	O60894 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O60894/entry)
别名	RAMP1,RAMP1 Rabbit pAb,Calcitonin-receptor-like receptor activity-modifying protein 1

产品验证



Western blot analysis of RAMP1 expressed in Mouse brain using RAMP1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)