

— ABLYBIO, Help Your Research



SIGLEC3/CD33 Rabbit pAb

货号: **AYP10785**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	25kDa/33kDa/39kDa
实测分子量	70KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	TF-1,Rat lung
细胞定位	Cell membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 49-259 of human SIGLEC3/CD33 (NP_001763.3).
------	---

靶点信息

研究背景	Myeloid cell surface antigen CD33 also known as Sialic acid binding Ig-like lectin 3, CD33 antigen or Siglec-3, is a member of the immunoglobulin superfamily and SIGLEC (sialic acid binding Ig-like lectin) family. This Single-pass type I membrane protein contains 1 Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain and 1 Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. CD33/Siglec-3 induces apoptosis in acute myeloid leukemia (in vitro). CD33/Siglec-3 can function as a sialic acid-dependent cell adhesion molecule and that binding can be modulated by endogenous sialoglycoconjugates when CD33 is expressed in a plasma membrane.
基因ID	945
基因名	CD33
Swiss	P20138 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P20138/entry)
别名	CD33,SIGLEC-3,SIGLEC3,p67,SIGLEC3/CD33 Rabbit pAb,Sialic acid-binding Ig-like lectin 3,gp67

产品验证



Western blot analysis of SIGLEC3/CD33 expressed in TF-1, Rat lung using SIGLEC3/CD33 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)