

TMC5 Rabbit pAb

货号: **AYP10822**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	75kDa/87kDa/108kDa/114kDa
实测分子量	114kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse testis,Rat testis
细胞定位	Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 676-760 of human TMC 5 (NP_079056.2).
序列	YWQITEGRKIMIRLLHEQIINEGKDKMFLIEKLIKLDMEKKANPSSLVLERREVEQQGFLHLGEHDGSLDLRSRRSVQEGN PRA

靶点信息

研究背景	Probable ion channel.
基因ID	79838
基因名	TMC5

Swiss	Q6UXY8
别名	TMC5

产品验证



Western blot analysis of TMC5 expressed in Mouse testis,Rat testis using TMC5 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn